




# Instrukcja obsługi próbka kału


For information in other languages, visit [tarmscreening.no](https://tarmscreening.no)

**1** W tej przesyłce powinieneś/aś otrzymać:


- list
- instrukcja obsługi
- próbówka
- kawałek papieru zbierającego
- plastikowa torebka z papierem chłonnym
- rękoperta zwrotna



**2** Sprawdź czy twoje imię i data urodzenia jest nadrukowana na rurce próbkującej. Jeśli informacje te się nie zgadzają, masz nie pobierać próbki tylko skontaktować się z nami aby otrzymać nową rurkę próbkującą.




**3** Przymocuj rogi do papieru zbiorczego bezpośrednio do muszli klozetowej. Papier zbiorczy jest gotowy do użytku. Unikaj moczu na papierze zbiorczym.




**4** Jeśli papier zbiorczy się przerwie, możesz użyć czystego pojemnika (np. pudełko po lodach lub podobne), który umieścisz w toalecie.




**5** Odkręć zieloną zakrętkę tak aby rurka się otworzyła. Nie wylewaj płynu który już znajduje się w próbówce. Próbkę pobiera się patyczkiem który się przymocowuje do zakrętki.




**6** Przełoż patyczek po powierzchni stolca w obu kierunkach.




**7** Tylko rowki na patyczku mają być przykryte stolcem. Uważaj na to abyś nie zgarnął/zgarnęła za dużo kału na patyku




**8** Sett Wsadź patyk z powrotem do próbki i zakręć zakrętkę do momentu aż usłyszysz „klik”. pinnen




**9** Poluzuj papier od muszli klozetowej i spuść wodę 2-3 razy. Papier powinien się rozpuścić.



**10** Wsadź próbkę do plastikowej reklamówki. Zostaw kawałek papieru który leży w reklamówce i upewnij się, że uszczelka jest szczelnie zamknięta. Reklamówka z próbka ma zostać włożona do koperty która jest załączona. Koszty wysyłki są już pokryte.



**11** List z próbka powinien zostać wysłany tego samego dnia. Jeśli nie masz takiej możliwości to próbka powinna zostać przechowana w lodowce aż do wysłania.



**12** Próbka będzie analizowana pod kątem krwi w kale. Dostaniesz od nas odpowiedź niezależnie od wyniku.

