



# Bruksanvisning avføringsprøve


For information in other languages: [tarmscreening.no/brev](https://tarmscreening.no/brev)



1

I denne forsendelsen skal du ha mottatt:

- brev
- bruksanvisning
- prøverør
- oppsamlingspapir
- plastpose med absorberende papirbit
- returkonvolutt




2

Kontroller at ditt navn og fødselsdato er trykt på røret. Stemmer ikke informasjonen, må du ikke ta prøven, men ta kontakt med oss for å få tilsendt et nytt rør.



3



Fest hjørnene på oppsamlingspapiret direkte på toalettsskålen.


Oppsamlingspapiret er klart til bruk. Unngå å få urin på det.

4

Går oppsamlingspapiret i stykker kan du bruke en ren beholder (isboks eller liknende), som du plasserer i toalettet.



5




Skrut det grønne lokket slik at røret åpnes.

Væsken som allerede er i røret skal være der.

Prøven tas med pinnen som er festet til lokket.


6

Før pinnen over overflaten på avføringen i begge retninger.




7

Det er kun rillene på pinnen som skal dekkes med avføring. Pass på så du ikke får for mye avføring på pinnen.




passe



for mye

8

Sett pinnen tilbake i røret. Trykk lokket på plass til du hører et klikk.



9




Løsne papiret fra toalettskålen og skyll ned 2 - 3 ganger. Papiret vil gå i oppløsning.

10




Legg røret i plastposen. Pass på at forseglingen er godt lukket.

Posen med røret legges i den vedlagte konvolutten. Porto er betalt.



11

Brevet med prøven bør postes samme dag. Har du ikke mulighet til dette, oppbevares prøven i kjøleskap til du får sendt den.



12

Prøven blir analysert for blod i avføringen.

Du får svar fra oss uansett resultat.

